


Rotore compatibile Castellini Cleanair-HPM, cuscinetti Myonic ceramici



Rotore compatibile Castellini Clean Air 2000 e Hi-Power M fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici flangiati per turbina odontoiatrica.

Disponibile su richiesta

COD: HCC841C

Categorie: Castellini

Descrizione

Il rotore compatibile Castellini Hi-Power M / Clean Air 2000 è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici flangiati.

Compatibilità turbine

- Castellini Hi-Power M
- Castellini Clean Air 2000

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici flangiati
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349