



## Rotore compatibile Castellini, Silent HP2, cuscinetti Myonic ceramici

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Castellini Silent Power 2/L, 4/L e Gold, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

**Disponibile**

**COD:** HCC873B

**Categorie:** Castellini

### Descrizione

---

Il rotore completo compatibile Castellini Silent Power è un ricambio per turbina odontoiatrica, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

#### Compatibilità turbine:

- Castellini Silent Power 2/L
- Castellini Silent Power 4/L
- Castellini Gold

#### Caratteristiche tecniche:

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349