


Rotore compatibile Castellini Titanium gold 2 HP2,cuscin Myonic acciaio



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Castellini Hi Power Ceramic 2, Titanium Gold 2L, per testa standard, fornito con cuscinetti Myonic torlon acciaio.

Disponibile

COD: HCC862B

Categorie: Castellini

Descrizione

Il rotore compatibile Castellini Hi-Power 2 ceramics – Titanium Gold/2L è un ricambio per turbina odontoiatrica per testa standard, fornito con cuscinetti Myonic torlon acciaio.

Compatibilità turbine

- Castellini Hi Power Ceramic 2
- Castellini Titanium Gold 2

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon acciaio
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349