


Rotore compatibile Castellini Titanium Gold 2 HP2,cusc.Myonic ceramici



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Castellini Hi Power Ceramic 2 / Titanium Gold 2, per testa standard, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Disponibile su richiesta

COD: HCC862C

Categorie: Castellini

Descrizione

Il rotore compatibile Castellini Hi-Power 2 ceramics – Titanium Gold/2L è un ricambio per turbina odontoiatrica per testa standard, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- Castellini Hi Power Ceramic 2
- Castellini Titanium Gold 2

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349