



Rotore compatibile KaVo 650 B/C, cuscinetti Myonic ceramici torlon

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica KaVo 650B e 650C,
fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Disponibile

COD: HKV8650C

Categorie: 650

Descrizione

Il rotore compatibile KaVo 650B 650C è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- KaVo 650B
- KaVo 650C

Codice riferimento rotore KaVo: **0.553.8051**

Caratteristiche tecniche

- Fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349