

Rotore compatibile Kavo 9000/L. Cuscinetti ceramici torlon



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica KaVo Master Torque M9000L, fornito con cuscinetti torlon ceramici.

Disponibile

COD: HKC9000CH

Categorie: 9000

Descrizione

Il rotore completo compatibile KaVo Master Torque M9000L è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- KaVo Master Torque M9000L

Codice rotore referenza KaVo: **2.000.2266**

Caratteristiche tecniche

- Fornito con cuscinetti torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349