


Rotore compatibile KaVo 9000/L. Cuscinetti Myonic acciaio torlon



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica KaVo Master Torque M9000L, fornito con cuscinetti Myonic torlon acciaio.

Disponibile

COD: HKV9000T

Categorie: 9000

Descrizione

Il rotore completo compatibile KaVo Master Torque M9000L è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic torlon acciaio.

Compatibilità turbine

- KaVo Master Torque M9000L

Codice rotore originale KaVo: **2.000.2266**

Caratteristiche tecniche

- Fornito con cuscinetti Myonic torlon acciaio
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349