



Rotore compatibile KaVo Gentleforce7000 B/C,cusc. Myonic ceramici tor.

Rotore per turbina compatibile KaVo Gentleforce 7000B 7000C fornito di cuscinetti Myonic torlon acciaio.

Disponibile su richiesta

COD: HKC7000

Categorie: GF 7000

Descrizione

Rotore completo compatibile KaVo Gentleforce LUX 7000B, 7000C è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito di cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- KaVo Gentleforce 7000B
- KaVo Gentleforce 7000C

Codice riferimento rotore KaVo: **1.000.4772**

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349