



Rotore compatibile KaVo GentleSilence 8000 B/C, cusc. Myonic ceramici tor.

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica KaVo® 8000B e 8000C Gentle Silence LUX, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Disponibile

COD: HKC8000

Categorie: GF-S 8000

Descrizione

Il rotore completo compatibile KaVo 8000B e 8000C Gentle Silence LUX è un ricambio per turbina odontoiatrica con testina standard, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- KaVo® Gentle Silence LUX 8000B
- KaVo® Gentle Silence LUX 8000C

Codice riferimento rotore KaVo: **1.003.6884**

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349