


Rotore compatibile Midwest Tradition L/PB, cuscinetti torlon acciaio



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Midwest Tradition L e PB, fornito con cuscinetti torlon acciaio.

Disponibile su richiesta

COD: MDW101

Categorie: Midwest

Descrizione

Il rotore completo compatibile Midwest Tradition L e PB è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti torlon acciaio.

Compatibilità turbine

- Midwest Tradition L
- Midwest Tradition PB

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon acciaio
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349