


Rotore compatibile Midwest Tradition L PB, cuscinetti torlon ceramici



Rotore compatibile Midwest Tradition L / PB con cuscinetti torlon ceramici.

Disponibile

COD: MDW101CH

Categorie: Midwest

Descrizione

Rotore compatibile Midwest Tradition L / PB con cuscinetti torlon ceramici, ricambio per turbina odontoiatrica.

Compatibilità turbine

- Midwest® Tradition L
- Midwest® Tradition PB

Caratteristiche

- Cuscinetti torlon ceramici
- Perfettamente bilanciato
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349