



## Rotore compatibile MK-dent Classic Line stand.4spray,cuscinetti acciaio

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica MK-dent Classic Line standard 4 spray, fornito con cuscinetti torlon acciaio, compatibile con HE17, HE21K, HE21KL e HB21KL.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** TS251T

**Categorie:** Classic Line

### Descrizione

---

Il **rotore compatibile MK-dent Classic Line standard 4 spray** è un ricambio per turbina odontoiatrica con testina standard, fornito con cuscinetti torlon acciaio.

#### Compatibilità turbine

- MK-dent Classic Line HE17
- MK-dent Classic Line HE21K
- MK-dent Classic Line HE21KL
- MK-dent Classic Line HB21KL

Codice riferimento rotore MK-dent: **TC1034**

#### Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon acciaio
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349