


Rotore compatibile SIRONA 4000 MS-TM1, senza cuscinetti



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona TM1, TM2 e 4000M, fornito senza cuscinetti.

Spedizione prevista in 30 giorni circa

COD: SC40S

Categorie: 4000 S-MS

Descrizione

Il **rotore compatibile Sirona TM1, TM2 e 4000M** è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito senza cuscinetti.

Compatibilità turbine

- Sirona TM1
- Sirona TM2
- Sirona 4000M

Caratteristiche tecniche

- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349