



Rotore compatibile SIRONA 4000S-TS1-TS2, senza cuscinetti

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona TS1, TS2 e 4000S, fornito senza cuscinetti.

Spedizione prevista in 30 giorni circa

COD: SC024S

Categorie: 4000 S-MS

Descrizione

Il rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona TS1, TS2 e 4000S è un ricambio fornito senza cuscinetti.

Compatibilità turbine

- Sirona TS1
- Sirona TS2
- Sirona 4000S

Caratteristiche tecniche

- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349