



Rotore compatibile Sirona T1 Boost K, SN > 800K cusc. torlon ceramici

Rotore compatibile Sirona T1 Boost K s.n. > 800K fornito con cuscinetti torlon ceramici. Ricambio per turbina odontoiatrica.

Disponibile su richiesta

COD: R464SCH

Categorie: Boost

Descrizione

Il rotore compatibile Sirona T1 Boost K, serial number > 800K, è un ricambio per turbina odontoiatrica con cuscinetti ceramici torlon.

Compatibilità turbine

- Sirona T1 Boost K serial number > 800K

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti ceramici torlon
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349