


## Rotore compatibile SIRONA T1 Mini,push 3 tacche, cuscinetti ceramici



Rotore compatibile turbina Sirona T1 Mini con push 3 tacche, fornito con cuscinetti torlon ceramici.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** R028M

**Categorie:** Mini

### Descrizione

---

Il **rotore compatibile Sirona T1 Mini** è un ricambio per turbina odontoiatrica, fornito con cuscinetti torlon ceramici.

#### Compatibilità turbine

- Sirona T1 Mini push a tre tacche

#### Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349