



Rotore compatibile SIRONA T1-T2 Control, cuscinetti Myonic ceramici

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona T1 e T2 Control vecchio modello e B.A. International BA670LKS, con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Disponibile

COD: R02TC

Categorie: Control

Descrizione

Il rotore completo compatibile Sirona T1 e T2 Control vecchio modello, è un ricambio per turbina odontoiatrica.

Compatibilità turbine

- Sirona T1 Control (vecchio modello)
- Sirona T2 Control (vecchio modello)
- B.A. International BA670LKS

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic ceramici torlon
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349