



Rotore compatibile Sirona T1-T2 Control,cusc.Myonic acciaio lisci,torlon

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona T1 e T2 Control vecchio modello e B.A. International BA670LKS, con cuscinetti Myonic torlon acciaio.

Disponibile su richiesta

COD: RT22T

Categorie: Control

Descrizione

Il rotore completo compatibile Sirona T1 e T2 Control vecchio modello, è un ricambio per turbina odontoiatrica.

Compatibilità turbine

- Sirona T1 Control (vecchio modello)
- Sirona T2 Control (vecchio modello)
- B.A. International BA670LKS

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon acciaio
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349