



Rotore compatibile SIRONA T1/T2 Control, senza cuscinetti, s/n >800.000

Rotore compatibile SIRONA T1 T2 Control, senza cuscinetti, numero seriale superiore a 800.000.

Spedizione prevista in 30 giorni

COD: SC02SN

Categorie: Control

Descrizione

Rotore compatibile Sirona T1 / T2 Control, ricambio per turbina odontoiatrica fornito senza cuscinetti.

Compatibilità turbine

- Sirona T1 Control con SN maggiore di 800.000
- Sirona T2 Control con SN maggiore di 800.000

Caratteristiche tecniche

- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349