

Rotore compatibile Sirona T1/TC3 Control,cusc. Myonic ceram.tor.,gradino



Rotore compatibile Sirona T1 TC3 Control per turbina odontoiatrica, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici, con gradino.

Disponibile

COD: RC035S

Categorie: Control

Descrizione

Il rotore compatibile Sirona T1/TC3 Control è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici, con gradino.

Compatibilità turbine

- Sirona T1 Control – push button con 3 tacche
- Sirona TC3 Control

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349