



## Rotore compatibile Sirona T2 BOOST Enjoy, cuscinetti Myonic ceramici

Rotore compatibile Sirona T2 Boost Enjoy per turbina odontoiatrica compatibile con versione push a tre tacche, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

**Disponibile**

**COD:** R055TK

**Categorie:** Control

### Descrizione

---

Il rotore compatibile Sirona T2 Boost Enjoy è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

### Compatibilità turbine

- Sirona T2 Boost Enjoy con push a tre tacche

### Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349