



Rotore compatibile SIRONA T2 CONTROL, cuscinetti Myonic ceramici

Rotore compatibile Sirona T1/T2 Control fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici, ricambio per turbina odontoiatrica con push a 3 tacche.

Disponibile

COD: R054TK

Categorie: Control

Descrizione

Rotore compatibile Sirona T1 / T2 Control fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici, ricambio per turbina odontoiatrica con push a 3 tacche.

Compatibilità turbine

- Sirona T1 Control versione con SN >600.000 e <800.000
- Sirona T2 Control versione con SN >600.000 e <800.000

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349