



Rotore compatibile SIRONA T2 Mini, push 2 tacche, cuscinetti ceramici

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica con testina mini Sirona T2 Mini e B.A. International BA678LKS / BA758L, con cuscinetti torlon ceramici.

Disponibile su richiesta

COD: R027M

Categorie: Mini

Descrizione

Il rotore completo compatibile Sirona T2 Mini è un ricambio per turbina odontoiatrica con cuscinetti torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- Sirona T2 Mini
- B.A. International BA678LKS
- B.A. International Ultimate Power + BA758LB
- B.A. International Ultimate Power + BA758LK
- B.A. International Ultimate Power + BA758LN
- B.A. International Ultimate Power + BA758LS
- B.A. International Ultimate Power + BA758LW

Codice originale Sirona: **5868315**

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349