


## Rotore compatibile Sirona T2/T3 Racer, cuscin. Myonic acciaio, torlon



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona T2 / T3 Racer, Sirona Siroboost S/T, B.A. International BA695L, B.A. International BA755L e Fona 8080L SR, con cuscinetti Myonic torlon acciaio.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** R046RB

**Categorie:** Racer

### Descrizione

---

Il rotore completo compatibile Sirona T2 / T3 Racer è un ricambio per turbina odontoiatrica con cuscinetti Myonic torlon acciaio.

#### Compatibilità turbine

- Sirona T2 Racer
- Sirona T3 Racer
- Sirona Siroboost S/T
- B.A. International BA695L
- B.A. International BA755L
- Fona 8080L SR

Codice originale SIRONA: **5868307**

#### Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon acciaio
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349