


## Rotore compatibile SIRONA T2/T3 Racer, cuscinetti torlon ceramici



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona T2 / T3 Racer, Sirona Siroboost S/T, B.A. International BA695L, B.A. International BA755L e Fona 8080L SR, con cuscinetti torlon ceramici.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** R046CH

**Categorie:** Racer

### Descrizione

---

Il rotore completo compatibile Sirona T2 / T3 Racer è un ricambio per turbina odontoiatrica con cuscinetti torlon ceramici.

### Compatibilità turbine

- Sirona T2 Racer
- Sirona T3 Racer
- Sirona Siroboost S/T
- B.A. International BA695L
- B.A. International BA755L
- Fona 8080L SR

Codice originale SIRONA: **5868307**

### Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349