


Rotore compatibile SIRONA T2-T3 Racer, senza cuscinetti



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona T2 / T3 Racer, Sirona Siroboost S/T, B.A. International BA695L, B.A. International BA755L e Fona 8080L SR, fornito senza cuscinetti.

Spedizione prevista in 30 giorni circa

COD: SC46S

Categorie: Racer

Descrizione

Il rotore compatibile Sirona T2 / T3 Racer è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito senza cuscinetti.

Compatibilità turbine

- Sirona T2 Racer
- Sirona T3 Racer
- Sirona Siroboost S/T
- B.A. International BA695L
- B.A. International BA755L
- Fona 8080L SR

Caratteristiche tecniche

- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349