


## Rotore compatibile SIRONA TM1 4000 MS, cuscinetti torlon ceramici



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona TM1, TM2 e 4000M, fornito con cuscinetti torlon ceramici.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** RC045S

**Categorie:** 4000 S-MS

### Descrizione

---

Il **rotore compatibile Sirona TM1, TM2 e 4000M** è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti torlon ceramici.

### Compatibilità turbine

- Sirona TM1
- Sirona TM2
- Sirona 4000M

### Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349