


Rotore compatibile SIRONA TM1 4000 MS, cuscinetti torlon ceramici



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona TM1, TM2 e 4000M, fornito con cuscinetti torlon ceramici.

Disponibile su richiesta

COD: RC045S

Categorie: 4000 S-MS

Descrizione

Il **rotore compatibile Sirona TM1, TM2 e 4000M** è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- Sirona TM1
- Sirona TM2
- Sirona 4000M

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349