



## Rotore compatibile SIRONA TS1-2 4000S, cuscinetti torlon acciaio

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona TS1, TS2 e 4000S, fornito con cuscinetti torlon acciaio.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** R024S

**Categorie:** 4000 S-MS

### Descrizione

---

Il rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona TS1, TS2 e 4000S è un ricambio completo fornito con cuscinetti torlon acciaio.

### Compatibilità turbine

- Sirona TS1
- Sirona TS2
- Sirona 4000S

### Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon acciaio
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349