



Rotore compatibile Sirona TS1-2 4000S, cuscinetti Myonic ceramici torlon

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona TS1, TS2 e 4000S, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Disponibile su richiesta

COD: RC024S

Categorie: 4000 S-MS

Descrizione

Il rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona TS1, TS2 e 4000S è un ricambio completo fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- Sirona TS1
- Sirona TS2
- Sirona 4000S

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349