

Rotore compatibile testina ENDOMATE NSK / ENDOSMART MM18EN



Rotore completo compatibile con testina NSK Endo-Mate MP-F16R 16:1 e MP-F20R 20:1.

Disponibile

COD: 521TM015

Categorie: NSK

Descrizione

Rotore completo testina NSK Endo-Mate MP-F16R MP-F20R compatibile, ricambio progettato per il ripristino preciso delle prestazioni negli strumenti endodontici.

Compatibilità

- NSK Endo-Mate MP-F16R 16:1
- NSK Endo-Mate MP-F20R 20:1

Caratteristiche

- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485