


Rotore compatibile testina KAVO CL3



Rotore compatibile KaVo SURGmatic S201L C3 CL3, Ivory SL631C, con cuscinetti in acciaio.

Spedizione prevista in 30 giorni circa

COD: K10N4490

Categorie: Kavo

Descrizione

Rotore KaVo SURGmatic S201L C3 CL3 compatibile, ricambio indicato per il ripristino della funzionalità dello strumento odontoiatrico.

Compatibilità

- KaVo SURGmatic S201L
- KaVo C3
- KaVo CL3
- Ivory SL631C

Caratteristiche

- Cuscinetti in acciaio
- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485