


Rotore compatibile turbina Sirona SIROBOOST, cuscinetti torlon ceramici



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Sirona SiroBoost con push a 3 tacche, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Disponibile

COD: R463SK

Categorie: Boost

Descrizione

Il rotore compatibile turbina Sirona SiroBoost, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici, è un ricambio per turbina odontoiatrica con push a 3 tacche.

Compatibilità turbine

- Sirona SiroBoost con push a 3 tacche

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349