



Rotore compatibile turbina SIRONA T3 T4 RACER SN>600.000,cusc. Ceramici

Rotore compatibile per turbina **Sirona T3/T4 Racer** con SN compreso tra 600.000 e 700.000, fornito con cuscinetti Myonic fenolici ceramici.

Disponibile

COD: R461SK

Categorie: Racer

Descrizione

Il **rotore compatibile turbina Sirona T3 / T4 Racer** è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic fenolici ceramici.

Compatibilità turbine

- Sirona T3 Racer con SN compreso tra 600.000 e 700000
- Sirona T4 Racer con SN compreso tra 600.000 e 700000

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic fenolici ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349