



Rotore compatibile W&H 796-786-896, cuscinetti Myonic acciaio

Rotore per turbina odontoiatrica compatibile W&H 796, 786 e 896 fornito con cuscinetti Myonic torlon acciaio.

Disponibile

COD: WH86T

Categorie: 3xx-6xx-7xx-8xx

Descrizione

Rotore compatibile W&H 796 786 896, ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic torlon acciaio.

Compatibilità turbine

- W&H 796
- W&H 786
- W&H 896

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon acciaio
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349