

## Rotore compatibile W&H SYNEA TA-96, cuscinetti Myonic ceramici torlon



Rotore per turbina odontoiatrica compatibile W&H Synea TA-96 Mini e Alegra TE-96BC, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

**Disponibile**

**COD:** WT33CC

**Categorie:** Synea-Alegra

### Descrizione

---

Il rotore compatibile W&H Synea TA-96 Mini e Alegra TE-96BC è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

### Compatibilità turbine

- W&H Synea TA-96 Mini
- W&H Alegra TE-96BC

### Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349