



Rotore compatibile W&H Synea TA-97, cuscinetti Myonic ceramici torlon

Rotore per turbina odontoiatrica compatibile W&H Synea TA-97, TA-97 LED e Alegra TE-97 vecchio modello, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Disponibile su richiesta

COD: WTA97LCM

Categorie: Synea-Alegra

Descrizione

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica W&H Synea TA-97 e TA-97 LED, è un ricambio fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- W&H Synea TA-97
- W&H Synea TA-97 LED
- W&H Alegra TE-97 vecchio modello

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349