


## Rotore compatibile W&H Synea TA-98/Alegra, 2 tacche, cusc. Myonic acciaio



Rotore compatibile W&H Synea TA-98 e TA-98LC per turbina odontoiatrica con push a 2 tacche, fornito con cuscinetti Myonic torlon acciaio.

**Disponibile**

**COD:** WT05S

**Categorie:** Synea-Alegra

### Descrizione

---

**Rotore per turbina compatibile W&H Synea TA-98 e TA-98LC con push a 2 tacche**, ricambio fornito con cuscinetti Myonic torlon acciaio.

#### Compatibilità turbine

- W&H Synea TA-98 con push a 2 tacche
- W&H Synea TA-98LC con push a 2 tacche

#### Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon acciaio
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349