


Rotore compatibile W&H Synea TA-98/Alegra,cusc.Myonic ceram.,tor.2tacche



Rotore compatibile W&H Synea TA-98 e TA-98LC per turbina odontoiatrica con push a 2 tacche, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Disponibile

COD: WT05CC

Categorie: Synea-Alegra

Descrizione

Rotore per turbina compatibile W&H Synea TA-98 e TA-98LC con push a 2 tacche, ricambio fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- W&H Synea TA-98 con push a 2 tacche
- W&H Synea TA-98LC con push a 2 tacche

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349