



## Rotore compatibile W&H Synea TA-98 led, cusc. Myonic ceramici torlon

Rotore compatibile W&H Synea TA-98 LED per turbina odontoiatrica con push a 3 tacche, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

**Disponibile**

**COD:** WTA98LCM

**Categorie:** Synea-Alegra

### Descrizione

---

**Rotore compatibile W&H Synea TA-98 LED con push a 3 tacche** è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

#### Compatibilità turbine

- W&H Synea TA-98 LED con push a 3 tacche
- W&H Fusion TG-98
- W&H Fusion TG-98 LED

#### Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349