



Rotore compatibile W&H Synea TA-98 led, 3 tacche, cusc. Myonic acciaio

Rotore compatibile W&H Synea TA-98 LED per turbina odontoiatrica con push a 3 tacche, fornito con cuscinetti Myonic torlon acciaio.

Disponibile su richiesta

COD: WTA98LC

Categorie: Synea-Alegra

Descrizione

Rotore compatibile W&H Synea TA-98 LED con push a 3 tacche è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic torlon acciaio.

Compatibilità turbine

- W&H Synea TA-98 LED con push a 3 tacche
- W&H Fusion TG-98
- W&H Fusion TG-98 LED

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon acciaio
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349