


Rotore completo compatibile Bien Air CA 1:5L



Rotore completo compatibile contrangolo anello rosso Bien-Air CA 1:5 L, ricambio progettato per ripristinare precisione, scorrevolezza e affidabilità del contrangolo.

Disponibile dal 12/06/2026

COD: 150TM1933

Categorie: BienAir

Descrizione

Rotore completo compatibile con **Bien-Air CA 1:5 L**, ricambio per contrangolo odontoiatrico.

Compatibilità

- Bien-Air CA 1:5 L, contrangolo anello rosso

Caratteristiche

- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485