



Rotore completo Ivory, per T501XX eS50X

Rotore completo compatibile Ivory Silk Line T501XX / S502B / S504M* per turbina odontoiatrica, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Disponibile

COD: TIV500.1

Categorie: Ivory

Descrizione

Il rotore completo Ivory Silk Line T501XX / S502B / S504M è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- Ivory T501KL
- Ivory T501BL
- Ivory T501NL
- Ivory T501SL
- Ivory S502B
- Ivory S504M Serial number ? 2452999 – 3 spray

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349