


## Rotore per contrangolo compatibile W&H WG-99 LT



Rotore contrangolo W&H WG-99 LT compatibile, ricambio progettato per il ripristino della funzionalità del contrangolo odontoiatrico.

**Disponibile dal 25/05/2026**

**COD:** 074TM73400

**Categorie:** W&H

### Descrizione

---

Rotore per contrangolo compatibile W&H WG-99 LT compatibile, ricambio per il ripristino della funzionalità del contrangolo odontoiatrico, fornito con cuscinetti ceramici.

### Compatibilità

- W&H WG-99 LT

### Caratteristiche

- Cuscinetti ceramici
- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485