

Rotore originale TKD Thera L-R-E



Rotore originale per turbina odontoiatrica TKD Thera L-R-E, fornito con cuscinetti torlon acciaio.

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: 184.90

Categorie: TKD

Descrizione

Rotore originale TKD Thera L – R – E è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti torlon acciaio. Codice rotore originale TKD: **184.90**.

Compatibilità turbine

- TKD Thera L
- TKD Thera R
- TKD Thera E

Codice rotore originale TKD: **184.90**.

Caratteristiche tecniche

- Fornito con cuscinetti torlon acciaio
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349