


## Rotore originale TKD Titan, Titan Lux, Thera, Thera Lux



Rotore originale per turbina TKD Titan, Titan Lux, Thera e Thera Lux, fornito con cuscinetti torlon in acciaio.

**Disponibile**

**COD:** 180.90

**Categorie:** TKD

### Descrizione

---

Il rotore originale per turbina TKD Titan, Titan Lux, Thera e Thera Lux è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti torlon in acciaio.

### Compatibilità turbine

- TKD Titan
- TKD Titan Lux
- TKD Thera
- TKD Thera Lux

Codice rotore TKD: **180.90**

### Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon in acciaio
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349