



## Rotore per testina compatibile KAVO67LH, MK-DENT LS9021, nudo

Rotore testina compatibile KaVo 67LH MK-DENT LS9021 LCH21, Ivory SL621C, SL1128C e SL132C.

**Disponibile**

**COD:** K54N3231

**Categorie:** Kavo

### Descrizione

---

Rotore per testina compatibile KaVo 67LH – MK-DENT LS9021 (albero nudo), fornito in versione senza cuscinetti,

### Compatibilità

- KaVo® 67LH
- MK-DENT® LS9021
- Ivory® SL621C
- Mk-dent LS9021-LCH21
- Ivory® SL1128C
- Ivory® SL132C

### Caratteristiche

- Versione albero nudo (senza cuscinetti)
- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485