

## Rotore per testina compatibile KAVO67LH, MK-DENT LS9021, completo



Rotore completo compatibile per testina KaVo 67LH, Ivory SL621C, MK-DENT LS9021, MK-DENT LCH21, Ivory SL132C e Ivory SL1128C.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** K5403231

**Categorie:** Kavo

### Descrizione

---

**Rotore testina KaVo 67LH compatibile**, completo, ricambio tecnico indicato per interventi di assistenza e manutenzione su testine compatibili KaVo, Ivory e MK-DENT.

### Compatibilità

- KaVo 67LH
- Ivory SL621C
- MK-DENT LS9021
- MK-DENT LCH21
- Ivory SL132C
- Ivory SL1128C

### Caratteristiche

- Cuscinetti in acciaio
- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485