



Rotore per testina compatibile KAVO68G, completo

Rotore per testina compatibile KaVo 68G.

Spedizione prevista in 30 giorni circa

COD: K5401711

Categorie: Kavo

Descrizione

Rotore per testina compatibile KaVo 68G completo, ricambio progettato per il ripristino della piena funzionalità della testina odontoiatrica.

Compatibilità

- KaVo® 68G

Caratteristiche

- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485