



Rotore per testina compatibile KAVO68LDN, completo

Rotore per testina compatibile KaVo 68LDN completo.

Disponibile su richiesta

COD: K5402491

Categorie: Kavo

Descrizione

Rotore per testina KaVo 68LDN completo compatibile, progettato per il ripristino della funzionalità della testina odontoiatrica.

Compatibilità

- KaVo® 68LDN

Caratteristiche

- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485